

REH4MAT sp. z o.o.
ul. Zenitowa 5a, 35-301 Rzeszów

Adres korespondencyjny
ul. Truskawkowa 17, Widna Góra
37-500 Jarosław, Polska


tel. 16 621 42 20
tel. 16 621 41 35 wew. 3
e-mail: biuro@reh4mat.com
www.reh4mat.com

Oficjalny dystrybutor w Polsce:
Akson Padjasek Spółka komandytowa
ul. Polna 73
41-600 Świętochłowice
tel. 32 601 96 00

<https://akson.pl/konsultanci-hkafo/>
Product Manager Marcin Marek
tel. 605 452 432

Data, dane i e-mail firmy zamawiającej:

Adres wysyłki:



POMIAR - WYSOKOŚĆ/OBWÓD			
A	WZROST		
B	ODLEGŁOŚĆ OD PACHY DO KRĘTARZA		
C	ODLEGŁOŚĆ OD KRĘTARZA DO SZPARY KOLANOWEJ		
D	ODLEGŁOŚĆ OD SZPARY KOLANOWEJ DO ZEWNĘTRZNEJ KRAWĘDZI STOPY		
E	POMIAR KONTROLNY - ODLEGŁOŚĆ OD PACHY DO ZEWNĘTRZNEJ KRAWĘDZI STOPY		
F	ODLEGŁOŚĆ OD KROCZA DO SZPARY KOLANOWEJ		
G	DŁUGOŚĆ STOPY		
H	OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ		
I	OBWÓD PASA		
J	OBWÓD BIODER		
K	OBWÓD UDA W NAJSZERSZYM MIEJSCU		
L	OBWÓD ŁYDKI W NAJSZERSZYM MIEJSCU		

WALKER - STANDARD

WS1



Przód



Tył

WYPOSAŻENIE NIESTANDARDOWE

T1



S1



S2



S3



S4/P



WALKER - WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Pole wyboru

WS1

ORTEZA BAZOWA

X

WYPOSAŻENIE NIESTANDARDOWE

T1

MIĘKKI GORSET TUŁOWIA Z PODWIESZENIEM

S1

STRZEMIONA POD STOPY

S2

STABILIZATORY GRZBIETOWE

S3

MIĘKKIE STOPKI

S4/P

PODCIĄGI DO MIĘKKICH STOPEK

Uwagi

WS1



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ORTEZA BAZOWA WS1

- 1 **Sztywna pelota biodrowa z tworzywa sztucznego** z regulacją wysokości, szerokości i głębokości, wyposażona w miękkie poduszki odciążające oraz przednie pasy stabilizujące, wyposażone w klamrę szybkiego rozpinania.
Przeznaczenie: Indywidualne dopasowanie wyrobu do potrzeb anatomicznych i funkcjonalnych użytkownika. Możliwość stosowania produktu w przypadku różnic w długościach względnych i bezwzględnych kończyn dolnych.
- 2 **Uchwyty do trzymania** – dwie rączki tylne wpinane do kosza biodrowego ortozy bazowej W1 służące do prowadzenia HKAFO przez opiekuna w trakcie rehabilitacji.
Przeznaczenie: Kontrola użytkownika w trakcie chodu oraz możliwość odwzorowania naturalnego wzorca chodu. Torowanie naprzemiennego wzorca chodu, poprawa koordynacji i równowagi oraz ulepszanie technik przemieszczania.
- 3 **Sztywny kosz biodrowy z tworzywa sztucznego** z płynną regulacją szerokości i głębokości, wyposażony w miękkie poduszki odciążające oraz przednie pasy stabilizujące wyposażone w klamrę szybkiego rozpinania.
Przeznaczenie: redukcja nadmiernego przodopochylenia lub tyłopochylenia miednicy; ustawienie miednicy w pozycji neutralnej.
- 4 **Dwie szyny biodrowe z zegarami ortopedycznymi** z szybką regulacją kąta co 15 stopni i z mocowaniami do stabilizacji w ortezach dynamicznych. Regulacja zegarów odbywa się bez użycia narzędzi i istnieje możliwość zablokowania ich zmiany przed osobami postronnymi oraz zablokowania dowolnego zakresu ruchu lub każdego kąta na stałe.
Przeznaczenie: redukcja ryzyka przykurczy i niwelowanie negatywnych skutków spastyki; zwiększanie elastyczności tkanek.
- 5 **Dynamiczny system wspomagania chodu** – DWUSTRONNY system wspomagający unoszenie kończyn dolnych podczas chodu i odwiedzenie ich na zewnątrz.
Przeznaczenie: Poprawa zgięcia stawów kolanowych i biodrowych i unoszenia kończyn dolnych w trakcie chodu. Przy odpowiednim ustawieniu kończyn w pozycji neutralnej, system wspomagania chodu odwzorowuje naturalny wzorec chodu, zapewniając odpowiednią rotację zewnętrzną kończyny.
- 6 **Miękki stabilizator pośladków** z atestem OekoTex100, z pianką termoaktywną i systemem taśm mocujących.
Przeznaczenie: uzyskanie prawidłowej postawy ciała i redukcja skutków osłabienia mięśni pośladkowych.
- 7 **Dwie pary szyn udowych** z regulacją długości i stabilizatorem pachwinowym, wyposażone w sztywne peloty z tworzywa sztucznego z regulacją szerokości.
Przeznaczenie: Poprawa ustawienia kończyn dolnych. Utrzymanie prawidłowego wzorca kończyn dolnych w czasie chodu. Zmniejszenie rotacji wewnętrznej / zewnętrznej kości udowej. Redukcja ryzyka zwinięcia stawu biodrowego. Redukcja ryzyka nadmiernego przywiedzenia ud i ustawienia szczyrkowego kończyn dolnych.
- 8 **Dwa miękkie stabilizatory udowe** z atestem OekoTex100, z pianką termoaktywną i systemem taśm mocujących.
Przeznaczenie: Poprawa ustawienia kończyn dolnych. Utrzymanie prawidłowego wzorca kończyn dolnych w czasie chodu. Zmniejszenie rotacji wewnętrznej / zewnętrznej kości udowej. Redukcja ryzyka zwinięcia stawu biodrowego. Redukcja ryzyka nadmiernego przywiedzenia ud i ustawienia szczyrkowego kończyn dolnych.
- 9 **Cztery zegary ortopedyczne 1RE** z regulacją ruchomości stawu kolanowego co 15 stopni - zgięcie: 0,15,30,45,60,75,90,105,120 i wyprost: -30, -15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, z blokadą uniemożliwiającą ich przestawienie przez osoby nieupoważnione
Przeznaczenie: Stabilizacja stawów w płaszczyźnie strzałkowej. Profilaktyka przykurczy i poprawa elastyczności tkanek.
- 10 **Stabilizatory stawów kolanowych** - zestaw pasków pod i nadkolanowych wyposażonych w peloty odciążające.
Przeznaczenie: Zmniejszenie ryzyka niekontrolowanego zgięcia stawów kolanowych w trakcie chodu.
- 11 **Dwie pary szyn podudzia** z regulacją długości, wyposażone w sztywne peloty z tworzywa sztucznego z regulacją szerokości, dostosowane do montażu wyposażenia ponadstandardowego do stawów skokowych.
Przeznaczenie: Indywidualne dopasowanie wyrobu do potrzeb anatomicznych i funkcjonalnych użytkownika. Możliwość stosowania produktu w przypadku różnic w długościach względnych i bezwzględnych kończyn dolnych.
- 12 **Dwa miękkie stabilizatory podudzia** z atestem OekoTex100, z pianką termoaktywną i systemem taśm mocujących.
Przeznaczenie: Indywidualne dopasowanie wyrobu do potrzeb anatomicznych i funkcjonalnych użytkownika. Możliwość stosowania produktu w przypadku różnic w długościach względnych i bezwzględnych kończyn dolnych.
- 13 **Sztywne stopki** - dwie profesjonalne sztywne stopki z regulacją kąta stawu skokowego oraz regulacją szerokości i długości wyposażone w system pasów stabilizujących.
Przeznaczenie: Poprawa wzorca chodu w przypadku opadającej stopy, chodzeniu na palcach i silnych deformacji w obrębie stawów skokowo-goleniowych. Szeroki zakres niezależnej regulacji umożliwia perfekcyjne dopasowanie elementów w przypadku różnic w budowie bądź deformacji obu stóp. Sztywna podeszwa elementu pozwala na wywołanie efektu propriocepcji w trakcie chodu i torowanie odpowiednich wzorców ruchowych w OUN użytkownika.
- 14 **Dynamiczny system wspomagania chodu** – system wspomagający unoszenie kończyn dolnych podczas chodu.
Przeznaczenie: Poprawa zgięcia stawów kolanowych i biodrowych oraz unoszenia kończyn dolnych w trakcie chodu.

WYPOSAŻENIE PONADSTANDARDOWE

Kod	Zdjęcie	Nazwa/Opis
T1		Miękki gorset tułowia z podwieszeniem – miękki gorset z fiszbinami stabilizującymi, systemem szybkiego rozpinania, systemem automatycznego dostosowania do kształtu ciała pacjenta, klamrami umożliwiającymi podwieszanie pacjenta do rehabilitacji w odciążeniu, wykonany z surowców z atestem OekoTex100, z pianką termoaktywną i systemem taśm mocujących. Przeznaczenie: Poprawa postawy użytkownika ze zwiększoną wiotkością i osłabieniem mięśni w obrębie tułowia, w tym mięśni oddechowych.
S1		Strzemiona pod stopy - dwa miękkie strzemiona pod stopy wykonane z taśmy umożliwiające podwieszenie wyrobu do rehabilitacji w odciążeniu, zapobiegające jego migracji do góry.
S2		Stabilizatory grzbietowe - dwa stabilizatory grzbietowe stopy z regulacją ich szerokości, zapobiegające opadaniu ortezy podczas użytkowania go bez stopek. Przeznaczenie: Zapewnienie prawidłowego wzorca chodu podczas użytkowania produktu u osób z zachowanym pełnym zgięciem grzbietowo-podeszwowym stopy i kontrolą stawów skokowo-goleniowych.
S3		Miękkie stopki - dwie miękkie stopki z tworzywa sztucznego z regulacją ich szerokości i pasami stabilizującymi. Przeznaczenie: Poprawa wzorca chodu. Lekka elastyczność materiału pozwala na korzystanie ze stopek nawet w przypadku lekkich i umiarkowanych deformacji w obrębie stopy i stawów skokowo-goleniowych oraz przewlekłym chodzeniu na palcach. Niezależna regulacja obu stóp. Półsztywna podeszwa ulegająca delikatnemu zgięciu w trakcie użytkowania, kompensuje efekt przetaczania stopy w trakcie chodu. Zapewnia efekt propriocepcji w trakcie chodu torowanie odpowiednich wzorców ruchowych w OUN użytkownika.
S4/P		Podciąg do miękkich stopek – dynamiczne podciąg zapobiegające opadaniu stóp, do stosowania wyłącznie z S3. Przeznaczenie: Redukcja wzorca chodu poprzez prawidłowe ustawienie stóp i niwelowanie objawu chodzenia na palcach w MPD. Poprawa zgięcia grzbietowego stóp w przypadku przebytych udarów, wylewów i innych schorzeń neurologicznych.